

Kaninchen Anti-Human Jam-A/Cd321/F11R Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Y624

Artikelnummer: CM0009247



Einführung

Kaninchen anti-Human JAM-A/CD321/F11R monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches JAM-A, ein Tight-Junction-Protein, das an der Leukozyten-Transmigration beteiligt ist. Rekombinantes Protein-Immunogen, geeignet für FC. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAk
Bemerkungen/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Spezies	Mensch
GenID	50848
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-242 von humanem JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y624
Proteingewicht	27kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel