


Kaninchen-Anti-Humaner Kir2DL2/Kir2DL3-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P43628

Artikelnummer: CM0012446



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes KIR2DL2/KIR2DL3, einen Killerzell-Immunglobulin-ähnlichen Rezeptor. Validiert für IF/ICC und FC. Ideal zur Untersuchung der inhibitorischen Signalübertragung in NK-Zellen und der HLA-C-Erkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner KIR2DL2/KIR2DL3-mAb
Bemerkungen/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; Killerzell-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 2DL3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-245 des humanen KIR2DL3 (NP_056952.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43628
Proteingewicht	27 kDa/37 kDa/38 kDa
Versand	Kühlakku