


Kaninchen Anti-Human Kir2DL2/Kir2DL3 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P43628

Artikelnummer: CM0005078



Einführung

Leistungstarker -konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen humanes KIR2DL2/KIR2DL3 (P43628). Geeignet für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Validiert für NK-Zell-Immunphänotypisierung und Studien zu inhibitorischen Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human KIR2DL2/KIR2DL3 mAk
Bemerkungen/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; Killerzell-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 2DL3
Spezies	Human
GenID (Human)	3803/3804
GenID	3803/3804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-245 von humanem KIR2DL3 (NP_056952.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43628
Proteingewicht	27kDa/37kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel