


Kaninchen-Anti-Human Kir2DL2/Kir2DL3 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P43628

Artikelnummer: CM0004673



Einführung

Hochwertiger -konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KIR2DL2/KIR2DL3, ideal für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie in der NK-Zellforschung. Validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
Bemerkungen/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; Killerzell-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 2DL3
Spezies	Human
GeneID (Human)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-245 von humanem KIR2DL3 (NP_056952.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43628
Protein-Gewicht	27kDa/37kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel