

Kaninchen-Anti-Mensch Kir2DL4/Cd158D Mak Für Fc - Q99706

Artikelnummer: CM0012618



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KIR2DL4/CD158d. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die extrazelluläre Domäne (AS 24-242). Geeignet für Studien zu NK-Zell-Rezeptoren und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch KIR2DL4/CD158d mAk
Bemerkungen/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; Killerzell-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 2DL4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3805
Gen-ID	3805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-242 von humanem KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99706
Proteingewicht	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel