

Kaninchen Anti-Human Kir2DL4/Cd158D Mak Für Fc - Q99706

Artikelnummer: CM0004987



Einführung

Kaninchen monoklonaler anti-human KIR2DL4/CD158d Antikörper, konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie, zielt auf den Killerzell-Immunglobulin-ähnlichen Rezeptor, der HLA-G erkennt und NK-Zellfunktionen an der mütterlich-fetalen Schnittstelle vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human KIR2DL4/CD158d mAk
Bemerkungen/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; Killerzell-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 2DL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3805
GenID	3805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 24-242 von humanem KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99706
Proteingewicht	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel