

Kaninchen-Anti-Humanes Kir2DL4/Cd158D Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q99706

Artikelnummer: CM0010338



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KIR2DL4/CD158d (UniProt Q99706) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der NK-Zell-Regulation und HLA-G-Interaktionen in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Humanes KIR2DL4/CD158d mAb
Bemerkungen/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; Killerzell-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor 2DL4
Spezies	Human
Gen-ID	3805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-242 von humanem KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99706
Protein-Gewicht	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel