

Kaninchen Anti-Mensch Klrg1 Polymab® Für Durchflusszytometrie - Q96E93

Artikelnummer: CM0005094



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Mensch KLRG1 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit menschlichem KLRG1, einem inhibitorischen Rezeptor auf NK- und T-Zellen. Ideal für die Profilierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch KLRG1 PolymAb®
Bemerkungen/Alias	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-ÄHNLICH
Spezies	Mensch
Gen-ID	10219
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-195 von menschlichem KLRG1 enthält (NP_001316028.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96E93
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel