

## Kaninchen-Anti-Humanes Klr1 Polymab® Für Die Durchflusszytometrie - Q96E93

Artikelnummer: CM0009812



### Einführung

-konjugierter rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes KLRG1 für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen inhibitorischen Rezeptor mit 22 kDa, der auf NK-Zellen und CD8+-T-Zellen exprimiert wird. An humanen Proben validiert.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter              | Wert                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname            | Kaninchen-anti-humanes KLRG1 PolymAb®                                                                                    |
| Bezeichnungen/Antonyme | 2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE                                                                          |
| Art                    | Mensch                                                                                                                   |
| Gen-ID                 | 10219                                                                                                                    |
| Immunogen              | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 60-195 des humanen KLRG1 entspricht (NP_001316028.1) |
| Quelle                 | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie              | Monoklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung              | FC                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität       | Mensch                                                                                                                   |
| SWISS                  | Q96E93                                                                                                                   |
| Proteingewicht         | 22 kDa                                                                                                                   |
| Versand                | Kühlakku                                                                                                                 |