


Kaninchen Anti-Human Lambda Light Chain Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P0Cg04

Artikelnummer: CM0008083



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der die konstante Region der menschlichen Immunglobulin-Lambda-Leichtkette zielt. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC) von menschlichen Proben. Ideal für B-Zell- und humoralimmunitätsforschung; rekombinantes Immunogen (aa 1-106), ~11kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Lambda Light Chain mAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-106 der menschlichen Lambda-Leichtkette entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0CG04
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel