


Kaninchen Anti-Human Lambda-Leichtkette Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P0Cg04

Artikelnummer: CM0005319



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humane Lambda-Leichtkette, konjugiert an für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben in der immunologischen Forschung. Swiss-Prot: P0CG04.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-human Lambda-Leichtkette mAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-106 der humanen Lambda-Leichtkette enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0CG04
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel