


Kaninchen Anti-Human Lamp1/Cd107A Mab - P11279

Artikelnummer: CM0009494



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LAMP1/CD107a für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben, zielt auf lysosomen-assoziiertes Membran-Glykoprotein 1. Geeignet für die Forschung zu Lysosomenbiogenese, Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human LAMP1/CD107a mAb
Bemerkungen/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Spezies	Human
GenID (Human)	3916
GenID	3916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-382 von humanem LAMP1/CD107a (NP_005552.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11279
Proteingewicht	38kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel