


Kaninchen Anti-Humaner Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P11279

Artikelnummer: CM0010965



Einführung

-konjugierter, kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes LAMP1/CD107a, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung lysosomaler Funktion, Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner LAMP1/CD107a mAb
Bemerkungen/Alias	LAMP1; CD107a; LGP120
Spezies	Human
GenelD (Human)	3916
GenelD	3916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-382 des humanen LAMP1/CD107a (NP_005552.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11279
Proteingewicht	38kDa/45kDa
Versand	Eistasche