


Kaninchen Anti-Humaner Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P11279

Artikelnummer: CM0008904



Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LAMP1/CD107a. Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra) zum Nachweis eines 38–45 kDa großen lysosomalen Membranglykoproteins, das an der Lysosomenbiogenese und der NK-Zell-Zytotoxizität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner LAMP1/CD107a mAb
Bemerkungen/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-382 von humanem LAMP1/CD107a (NP_005552.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11279
Proteingewicht	38kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel