


Kaninchen Anti-Human Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P11279

Artikelnummer: CM0008244



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes LAMP1/CD107a (SWISS: P11279) gerichtet ist, für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zu lysosomaler Funktion, Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human LAMP1/CD107a mAk
Bemerkungen/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Spezies	Human
GenID	3916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-382 von humanem LAMP1/CD107a (NP_005552.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11279
Proteingewicht	38kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel