

Kaninchen Anti-Humaner Lamp2 Mab Für If/Icc Und Fc (Intra) - P13473

Artikelnummer: CM0004520



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-humaner LAMP2 monoklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ziel ist das lysosomale Membranprotein LAMP2 (CD107b) für die Autophagie-, Lysosomenbiogenese- und lysosomale Speicherkrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner LAMP2 mAb
Bemerkungen/Alias	DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-375 des humanen LAMP2 (NP_002285.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13473
Proteingewicht	44kDa/45kDa
Versand	Eistüte