

Kaninchen Anti-Human Lamp2 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Intrazelluläre Fc - P13473

Artikelnummer: CM0011700



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LAMP2 (CD107b). Validiert für IF/ICC und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanen Proben. Zielt auf lysosomales Membran-Glykoprotein 2, beteiligt an Autophagie und lysosomaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human LAMP2 mAb
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Spezies	Human
GenID (Human)	3920
GenID	3920
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13473
Proteingewicht	44kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel