

Kaninchen-Anti-Human-Lamp2-Monoklonaler Antikörper Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P13473

Artikelnummer: CM0010713



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LAMP2, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur Lysosomenbiogenese, Autophagie und chaperonvermittelten Autophagie. Speziesreaktivität: Mensch. SWISS: P13473.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-LAMP2-mAk
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3920
GeneID	3920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-375 des humanen LAMP2 entspricht (NP_002285.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13473
Proteingewicht	44 kDa/45 kDa
Versand	Kühlakku