

Kaninchen Anti-Human Lifr/Cd118 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P42702

Artikelnummer: CM0010701



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LIFR/CD118, direkt konjugiert mit ABflo 647 für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes LIFR, einen ~124 kDa Zellmembranrezeptor, der an Zytokin-Signalisierung beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human LIFR/CD118 mAb
Bemerkungen/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3977
Gen-ID	3977
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P42702
Protein-Molekulargewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel