

Kaninchen Anti-Mensch LILRA2/Cd85H Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - Q8N149

Artikelnummer: CM0008881



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LILRA2/CD85h (ILT1/LIR7). Validiert für IF/ICC und Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem Gewebe/Proben. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und mikrobiellen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human LILRA2/CD85h mAb
Bemerkungen/Aliase	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Spezies	Mensch
Gen-ID	11027 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N149
Proteinmasse	53 kDa / 51 kDa / 48 kDa / 47 kDa
Versand	Eisbeutel