

Kaninchen Anti-Humaner LILrb4/Cd85K/IlT3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Nhj6

Artikelnummer: CM0012707



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes LILRB4/CD85k/ILT3 (Q8NHJ6). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, zielt auf einen inhibitorischen Immunrezeptor ab, der an Immuntoleranz und Monozytenregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
Bemerkungen/Alias	B4, ILT3, LIR5, CD85K, ILT-3, LIR-5
Spezies	Human
GeneID (human)	11006
GeneID	11006
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NHJ6
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eistasche