


## Kaninchen Anti-Humanes Megalin/Lrp2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P98164

Artikelnummer: CM0008838



### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Megalin/LRP2, konjugiert mit . Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie zur Untersuchung dieses großen endozytotischen Rezeptors in Niere, Plazenta und Gehirn. SWISS: P98164.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Humanes Megalin/LRP2 mAb                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | LRP2; DBS; GP330; LDL-Rezeptor-verwandtes Protein 2                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                                |
| GeneID (Human)    | 4036                                                                                                                                 |
| GeneID            | 4036                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 4446-4655 von humanem Megalin/LRP2 (NP_004516.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | FC (intra)                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                |
| SWISS             | P98164                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 521kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |