


Kaninchen Anti-Mensch Megalin/Lrp2 Monoklonaler Antikörper Für If-P Und Fc (Intrazellulär) - P98164

Artikelnummer: CM0007774



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Megalin/LRP2, konjugiert mit . Validiert für Immunfluoreszenz und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zu endozytischen Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch Megalin/LRP2 mAk
Anmerkungen/Alias	LRP2; DBS; GP330; LDL-Rezeptor-verwandtes Protein 2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4036
GeneID	4036
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 4446-4655 des menschlichen Megalin/LRP2 (NP_004516.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P98164
Proteinmasse	521 kDa
Versand	Eisbeutel