


Kaninchen Anti-Human Mertk Mab Für Fc - Q12866

Artikelnummer: CM0008095



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Antikörper gegen humanes MERTK, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit humanem MERTK. Immunogen aus rekombinantem Protein. Ideal für Apoptose-, Phagozytose- und Kinasen-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human MERTK mAb
Bemerkungen/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; Tyrosin-Proteinkinase Mer
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10461
Gen-ID	10461
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-499 von humanem MERTK (NP_006334.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12866
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel