


Kaninchen-Anti-Humaner Mertk-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q12866

Artikelnummer: CM0008044



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MERTK (MerTK), eine Rezeptor-Tyrosinkinase. Für die Durchflusszytometrie validiert. Richtet sich gegen Signalwege für Zellüberleben, Migration und Phagozytose. Ideal für die Krebs- und immunologische Forschung am Menschen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner MERTK-mAk
Bemerkungen/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; Tyrosin-Proteinkinase Mer
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10461
GeneID	10461
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 26-499 des humanen MERTK (NP_006334.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12866
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Kühlakku