


Kaninchen Anti-Human Mertk Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q12866

Artikelnummer: CM0004709



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MERTK (Mer-Tyrosinkinase), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von MERTK in Efferozytose, Krebs und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human MERTK mAb
Bemerkungen/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; Tyrosin-Protein-Kinase Mer
Spezies	Human
GeneID	10461
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-499 von humanem MERTK (NP_006334.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q12866
Protein-Gewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel