

Kaninchen Anti-Human Mica/Micb Mab - Q29983 / Q29980

Artikelnummer: CM0004819



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MICA/MICB, geeignet für die Durchflusszytometrie. Er zielt auf stressinduzierte NKG2D-Liganden ab, die auf verschiedenen Epithel- und Tumorzellen exprimiert werden, und unterstützt Studien zur Immunüberwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human MICA/MICB mAb
Anmerkungen/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Spezies	Human
Gen-ID	100507436/4277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-298 des humanen MICB (NP_005922.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q29983/Q29980
Proteingewicht	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel