

Kaninchen Anti-Mensch Mica/Micb Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q29983 / Q29980

Artikelnummer: CM0012053



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MICA/MICB für die Durchflusszytometrie. Reagiert spezifisch mit menschlichen Proben; ideal für die Detektion von Immunzellen und Forschungsstudien zu Stressliganden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch MICA/MICB mAk
Bemerkungen/Aliase	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-298 von humanem MICB (NP_005922.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q29983/Q29980
Proteinmasse	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel