


Kaninchen Anti-Human Mmp9 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P14780

Artikelnummer: CM0004099



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MMP9 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben, detektiert das 78kDa Gelatinase B-Protein, das am Umbau der extrazellulären Matrix und der Leukozytenmigration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human MMP9 mAb
Bemerkungen/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; Matrix-Metallopeptidase 9
Spezies	Human
GeneID (Human)	4318
GeneID	4318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-707 von humanem MMP9 (NP_004985.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14780
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel