

Kaninchen Anti-Human Mrc2 Mab - Q9Ubg0

Artikelnummer: CM0011636



Einführung

Kaninchen anti-Human MRC2 mAb für Durchflusszytometrie (FC). Kreuzreaktivität mit Human. Ideal für die Erforschung von Endozytose und extrazellulärer Matrix-Remodellierung. Proteingewicht 167kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human MRC2 mAb
Bemerkungen/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Spezies	Human
GeneID (Human)	9902
GeneID	9902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-513 des humanen MRC2 (NP_006030.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBG0
Proteingewicht	167kDa
Versand	Eisbeutel