

Kaninchen Anti-Humaner Mrc2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Ubg0

Artikelnummer: CM0005736



Einführung

Dieser mit konjugierte Kaninchen-monoklonale Antikörper zielt auf humanes MRC2 (CD280, ENDO180, UPARAP) ab, einen C-Typ Mannose-Rezeptor, der an der Kollageninternalisierung und Matrix-Remodellierung beteiligt ist. Validiert für Anwendungen in der Durchflusszytometrie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner MRC2 mAb
Bemerkungen/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9902
GeneID	9902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-513 von humanem MRC2 (NP_006030.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBG0
Proteingewicht	167 kDa
Versand	Eistasche