

Kaninchen Anti-Humaner Nat10 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9H0A0

Artikelnummer: CM0010277



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NAT10 für intrazelluläre Durchflusszytometrie. NAT10 ist eine RNA-Cytidin-Acetyltransferase, die die mRNA-Stabilität, Translation und 18S-rRNA-Prozessierung reguliert, was diesen Antikörper ideal für Studien zur Nukleolus-Funktion und RNA-Modifikation macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner NAT10 mAb
Bemerkungen/Alias	ALP; Kre33; NET43
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55226
Gen-ID	55226
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 750-1025 von humanem NAT10 (Q9H0A0) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9H0A0
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel