

Kaninchen Anti-Human Nectin-1/Cd111 Mak Für Fc - Q15223

Artikelnummer: CM0009579



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Nectin-1/CD111 gerichtet ist, ein Zelladhäsionsmolekül und Rezeptor für den Herpesvirus-Eintritt. Validiert für Durchflusszytometrie und erleichtert die Forschung in den Bereichen Neuroentwicklung und virale Pathogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Nectin-1/CD111 mAk
Bemerkungen/Alias	ED4; PRR; Hlg; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5818
Gen-ID	5818
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-334 von humanem Nectin-1/CD111 (NP_002846.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15223
Proteingewicht	57kDa/51kDa/39kDa
Versand	Eisbeutel