

Kaninchen Anti-Humaner Nectin-4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96Ny8

Artikelnummer: CM0007741



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Nectin-4 (PVRL4), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für die Forschung zu Zelladhäsion, Brustkarzinom und Masernvirus-Rezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner Nectin-4 mAb
Bemerkungen/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Spezies	Human
GeneID (Human)	81607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 32-146 von humanem Nectin-4 (NP_112178.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96NY8
Proteingewicht	24kDa/55kDa
Versand	Eisbeutel