

Kaninchen-Anti-Humaner-Nectin-4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q96Ny8

Artikelnummer: CM0010567



Einführung

ABflo®-488-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Nectin-4, validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanen Proben und eignet sich für die Krebsforschung sowie für Studien zum Rezeptor des Masernvirus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes Nectin-4 mAb
Bemerkungen/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; Nectin-4
Art	Mensch
GeneID	81607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-146 des humanen Nectin-4 (NP_112178.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96NY8
Proteingewicht	24 kDa/55 kDa
Versand	Kühlakku