

Kaninchen Anti-Humaner Ng2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q6Uvk1

Artikelnummer: CM0012632



Einführung

Kaninchen anti-humaner NG2 mAb für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CSPG4/NG2, ein 251kDa Proteoglykan, das an Zellproliferation, Migration und Angiogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner NG2 mAb
Bemerkungen/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1464
Gen-ID	1464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1583-2224 von humanem NG2 (NP_001888.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6UVK1
Protein-Gewicht	251kDa
Versand	Eisbeutel