

Kaninchen Anti-Humanes Ng2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q6Uvk1

Artikelnummer: CM0009846



Einführung

Kaninchen anti-humaner NG2 monoklonaler Antikörper (Klon nicht spezifiziert) für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit humanem Chondroitinsulfat-Proteoglykan NG2, das an Zellmigration und -proliferation beteiligt ist. Geeignet für die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner NG2 mAb
Bemerkungen/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Spezies	Mensch
GeneID (human)	1464
GeneID	1464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1583-2224 von humanem NG2 (NP_001888.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6UVK1
Proteingewicht	251kDa
Versand	Eistasche