

Kaninchen Anti-Human Nt5E/Cd73 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P21589

Artikelnummer: CM0012408



Einführung

konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NT5E/CD73, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf Ecto-5'-Nukleotidase, ein GPI-verankertes Membranenzym, das AMP hydrolysiert. Geeignet für Immuno-Onkologie und Nukleotidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human NT5E/CD73 mAk
Bemerkungen/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4907
Gen-ID	4907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-547 von humanem NT5E/CD73 (NP_002517.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P21589
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel