


Kaninchen-Anti-Humaner Opn1Lw/Opn1Mw-Mab Für Die Durchflusszytometrie - P04000 / P04001

Artikelnummer: CM0007862



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes OPN1LW und OPN1MW, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung zur Funktion von Zapfen-Photorezeptoren sowie zum Rot-Grün-Farbsehen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner OPN1LW/OPN1MW-mAb
Bemerkungen/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-48 des humanen OPN1LW/OPN1MW enthält (NP_064445.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04000/P04001
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku