


Kaninchen Anti-Mensch Opn1Lw/Opn1Mw Mak - P04000 / P04001

Artikelnummer: CM0011623



Einführung

Hochleistungsfähiger -konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der auf humane OPN1LW/OPN1MW-Opsine abzielt, für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zu Farbsehen und Photorezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human OPN1LW/OPN1MW mAb
Bemerkungen/Aliase	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5956/2652
GenID	5956/2652
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-48 von humanem OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04000/P04001
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel