


Kaninchen Anti-Human Opn1Lw/Opn1Mw Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04000 / P04001

Artikelnummer: CM0004115



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler anti-human OPN1LW/OPN1MW Antikörper für Durchflusszytometrie. Zielt auf rotempfindliche (OPN1LW) und grünempfindliche (OPN1MW) Zapfenopsine ab, geeignet für Netzhautforschung und Farbwahrnehmungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human OPN1LW/OPN1MW mAk
Bemerkungen/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5956/2652
GenID	5956/2652
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-48 von humanem OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04000/P04001
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel