


Kaninchen-Anti-Human-P-Cadherin-Mab - P22223

Artikelnummer: CM0010429



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes P-Cadherin (CDH3) für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes P-Cadherin in Epithelgeweben und Karzinomen und ist ideal für die Erforschung der Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-human-P-Cadherin-mAb
Bemerkungen/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Art	Mensch
Gen-ID	1001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 108-654 des humanen P-Cadherins (NP_001784.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22223
Proteingewicht	87 kDa/91 kDa
Versand	Kühlakku