


Kaninchen Anti-Mensch P-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P22223

Artikelnummer: CM0010499



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches P-Cadherin (CDH3). Rekombinantes Immunogen (AS 108-654). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Forschung zu Zelladhäsion und Karzinomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human P-cadherin mAb
Bemerkungen/Aliase	CDHP; HJMD; PCAD
Spezies	Mensch
Gen-ID	1001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 108-654 von menschlichem P-Cadherin entspricht (NP_001784.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22223
Proteingewicht	87kDa/91kDa
Versand	Eisbeutel