


Kaninchen Anti-Humaner P-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P22223

Artikelnummer: CM0009580



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes P-Cadherin (CDH3) für die Durchflusszytometrie. Erkennt Cadherin-3 in epithelialen Geweben und Karzinomzellen; nützlich für Zelladhäsions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner P-Cadherin mAb
Bemerkungen/Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Spezies	Human
GeneID	1001
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 108-654 von humanem P-Cadherin (NP_001784.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P22223
Protein-Gewicht	87kDa/91kDa
Versand	Eistasche