

Kaninchen Anti-Humaner P4Hb Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P07237

Artikelnummer: CM0009674



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes P4HB (Protein-Disulfid-Isomerase). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie, detektiert ein 57 kDa Protein. Geeignet für Studien zur Proteinfaltung und ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner P4HB mAb
Bemerkungen/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5034
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 329-508 von humanem P4HB (NP_000909.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P07237
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel