

Kaninchen-Anti-Humaner-Pcsk9-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Nbp7

Artikelnummer: CM0012644



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PCSK9 (Q8NBP7). Validiert für Anwendungen in der intrazellulären Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen, entsprechend den Aminosäuren 31-692 des humanen PCSK9. Ideal für die Erforschung des Cholesterinstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes-PCSK9-mAb
Bemerkungen/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLQC1; NARC-1; HCHOLA3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	255738
GeneID	255738
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 31-692 des humanen PCSK9 (NP_777596.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NBP7
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku