

Kaninchen-Anti-Mensch Pd-L1/Cd274 Mak - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0007854



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes PD-L1/CD274 (B7-H1, PDCD1LG1). Validiert für Durchflusszytometrie, unterstützt die Forschung auf dem Gebiet der Immun-Checkpoint-Blockade und Krebsimmuntherapie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 mAb
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29126
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-290 von humanem PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel