

Kaninchen Anti-Human Pd-L1/Cd274 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0007976



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes PD-L1/CD274 (B7-H1, PDL1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) Anwendungen. Ideal für die Immun-Checkpoint-Forschung und Studien zur Tumorimmunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human PD-L1/CD274 mAk
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29126
Gen-ID	29126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-290 von humanem PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel