

Kaninchen-Anti-Human-Perforin-Mab Für Fc (Intrazellulär) - P14222

Artikelnummer: CM0009936

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Perforin (PRF1) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Für humane Proben validiert; detektiert ein 61-kDa-Protein. Geeignet für die Erforschung der Zytotoxizität von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-Perforin-mAb
Bezeichnungen/Aliase	P1; PFP; HPLH2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-555 des humanen Perforins entspricht (NP_005032.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14222
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku