

Kaninchen Anti-Mensch Phospho-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55γ (Y199) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P27986 / O00459 / Q92569

Artikelnummer: CM0001539



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für phosphorylierte PI3K-Regulatorische Untereinheiten p85α (Y467), p85β (Y464) und p55γ (Y199). Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie zur Analyse des PI3K/AKT-Signalwegs in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human Phospho-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
Bemerkungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5295/5296/8503
Gen-ID	5295/5296/8503
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Proteingewicht	42-54kDa/81-84kDa
Versand	Eisbeutel